



50 PCS
95%

MULTIPLE PROTECTION

3P NO.808



MASQUES

CHIRURGICAUX
JETABLES

Masques 3 plis à fixations
auriculaires élastiques

2000pcs/CTN
41x39x42cm
10.5kgs

CONSEIL D'UTILISATION

CE
EN14683 - Level IIR



Protection
multicouche



Doux pour
la peau



Léger et
respirant



Absorbant et résistant
à l'humidité



Compatible pour
l'usage médical



NON STÉRILE

- Hypoallergénique
- Barette nasale ajustable
- Efficacité de filtration bactérienne $\geq 98\%$
- Boîte Français, Anglais, Allemand
Autres langues possibles

- Dimension:
17.5cm – 9.5cm
- Conditionnement:
boite de 50 unités
- Composition:
Polypropylène

Il est conseillé de changer de masques toutes les 4 heures ou dès qu'il présente des traces d'humidité. Conserver dans un environnement sec.

Eviter les températures excédant 30°C



1
La face colorée est la face
extérieure. Placez les boucles
autour de vos oreilles.
Couvrez le nez et la bouche.



2
Ajustez la barrette nasale.



3
Etendez le masque jusque
sous votre menton.

EC

REP

EC REPRESENTATIVE: SUNGO Europe B.V.
ADDRESS: Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam, Netherlands

CHILI
MEDICAL SUPPLIER