

I. Description du produit

Changes pour les personnes avec problèmes d'incontinence urinaire et fécale modérée et aiguë
Deux coussins absorbants anatomiques en pulpe de cellulose avec superabsorbant ; protections latérales le long du coussin absorbant, orientées vers l'extérieur les barrières en non-tissé élastique empêchant des fuites dans la zone inguinale ; Quatre scratches non-élastiques ; Indicateur d'humidité : un texte imprimé noire qui devient floue sous l'effet du liquide ; Couche isolante perméable dans la partie centrale, non-tissé dans la zone iliaque

II. Matières premières :

- ✓ cellulose,
- ✓ superabsorbant
- ✓ stratifié perméable blanc avec deux bandes bleues,
- ✓ non-tissé externe bifonctionnel : hydrophile - hydrophobe
- ✓ barrières en non-tissé hydrophobe,
- ✓ buvard hygiénique,
- ✓ fil d'élastomère au niveau du périnée et dans barrières,
- ✓ scratch non-élastique,
- ✓ encre réactive
- ✓ colles

III. Dimensions [mm] :

Taille	Longueur totale [mm]*	Longueur du coussin absorbant [mm]*		Largeur totale [mm]*	Largeur du coussin absorbant [mm]* (A-M-A)**	Tour de taille suggéré [cm]
		supérieur	inférieur			
Small (1)	720	370	580	520	310-160-330	55-80
Medium (2)	830	400	690	640	320-180-340	75-110
Large (3)	970	490	820	790	340-180-360	100-150
Extra Large (4)	970	490	820	860	340-180-360	130-170

* tolérance dimensionnelle +/- 10 mm

** avant - milieu - arrière

IV. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Taille	Poids [g], pas moins de	Absorption [g], pas moins que les valeurs indiquées par ISO 11 948-1
Small (1)	68,9	1500
Medium (2)	92,2	2200
Large (3)	105,7	2500
Extra Large (4)	106,7	2500

V. Conditionnement

Taille	Index produit	Pcs dans un sachet	Qté de sachets dans un carton	Qté de cartons sur une palette
Small (1)	SE-094-SM30-CL1	30	4	24
Medium (2)	SE-094-ME10-CL1	10	9	24
	SE-094-ME30-CL1	30	4	18
Large (3)	SE-094-LA10-CL1	10	9	24
	SE-094-LA30-CL1	30	4	18
Extra Large (4)	SE-094-XL30-CL1	30	4	18

V. La palette EUR EPAL avec la marchandise est protégée, sur toute la hauteur, par une housse plastique extensible ainsi que par une coiffe en plastique placée en haut et en bas de la palette.

VI. Conditions de stockage

Les changes doivent être stockés dans un local sec et bien aéré, à une température entre 5° C et 35° C Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et autres impuretés ou odeurs.

VII. Autres

Date limite d'utilisation : 60 mois

Élaboré par :

Agnieszka Tarka

Spécialiste en technologie

Validé par :

Date de publication : le 03.10.2014