

FICHE TECHNIQUE



PROTECTION ANATOMIQUE

SAN SENI



I. DESCRIPTION

Protections anatomiques pour les personnes souffrant de l'incontinence modérée à forte. Deux coussins absorbants anatomiques en pulpe de cellulose (simple dans la taille Prima) avec superabsorbant. Voile de distribution (EDS). Protections latérales avec non-tissé élastique placées le long du coussin absorbant et orientées vers l'extérieur pour plus de protection anti-fuites dans la zone inguinale. Deux indicateurs d'humidité : un imprimé noir qui devient flou et deux bandes jaunes qui deviennent vertes lorsque la protection est saturée. Couche d'isolation - stratifié perméable à la vapeur sur toute la surface.

II. MATIÈRES PREMIÈRES

Cellulose, superabsorbant, stratifié perméable à la vapeur blanc avec deux bandes couleurs imprimées, non-tissé externe bifonctionnel : hydrophile et hydrophobe, non-tissé de distribution (EDS), non-tissé enveloppe hydrophobe, non tissé - élastomère, encre indicatrice, colles thermofusibles, extrait naturel de thé vert.

III. DIMENSIONS*

Taille	Longueur totale [mm]	Longueur du coussin absorbant [mm]		Largeur totale [mm]	Largeur du coussin absorbant [mm] (avant-milieu-arrière)
		supérieur	inférieur		
Prima	610	-	480	325	250-140-260
Normal	625	370	580	320	240-120-260
Uni	625	370	580	320	240-120-260
Regular	690	400	610	370	290-170-330
Maxi	690	400	610	370	290-170-330
Plus	690	400	610	370	290-170-330
Plus Extra	750	450	660	390	310-170-350

* tolérance dimensionnelle : +/- 10 mm

IV. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Taille	Poids [g], pas moins de	Absorption [g], pas moins que les valeurs indiquées (selon ISO 11948-1/Rothwell)	Rétention [g] moyenne (selon NAFC)
Prima	48,8	1100	240
Normal	55,1	1300	410
Uni	81,7	1700	530
Regular	66,5	1500	420
Maxi	110,2	2200	580
Plus	126,3	2800	850
Plus Extra	130,2	3500	1000

V. CONDITIONNEMENT

Taille	Référence	Qté de pièces / sachet	Qté de sachets / carton	Qté de cartons / palette	Type d'emballage de transport
Prima	11-SEI-SPR1-001	1	90	16	carton
	SE-093-PR30-001	30	4	28	carton
Normal	11-SEI-SNO1-001	1	110	16	carton
	SE-093-NO10-001	10	8	32	carton
	SE-093-NO30-001	30	4	28	carton
Uni	11-SEI-SUN1-001	1	90	16	carton
	SE-093-UN10-004	10	8	32	carton
	SE-093-UN30-001	30	4	24	carton
Regular	11-SEI-SRE1-001	1	70	16	carton
	SE-093-RE30-001	30	3	24	carton
Maxi	11-SEI-SMA1-001	1	60	16	carton
	SE-093-MA10-001	10	8	24	carton
	SE-093-MA30-001	30	3	24	carton
Plus	11-SEI-SPL1-001	1	60	16	carton
	SE-093-PL10-001	10	8	20	carton
	SE-093-PL30-001	30	3	20	carton
Plus Extra	11-SEI-SPE1-001	1	50	16	carton
	SE-093-PX30-001	30	3	16	carton

Palette EUR EPAL avec la marchandise protégée, sur toute sa hauteur, par une housse plastique rétractable ainsi que par une coiffe en plastique en haut et en bas de la palette.

VI. CONDITIONS D'ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES

Il est recommandé que les protections anatomiques San Seni soient stockées dans leurs emballages d'origine, dans un local sec et bien aéré, à la température entre 5 °C et 35 °C et l'humidité ≤70%. Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

VII. AUTRES

Ce produit est un dispositif médical de classe I et porte à ce titre le marquage CE.

Date limite d'utilisation : 60 mois.

Élaboré par : Monika Landratkiewicz, Technologue

Monika Landratkiewicz
Landratkiewicz
Technolog

Validé par : Tomasz Przybylski, Directeur de la production et du développement du Groupe TZMO

DYREKTOR
 d/s Produkcji i Rozwoju
 Technologii Grupy TZMO
Tomasz Przybylski

Date de rédaction du document : le 11.02.2022
