


3M**3M™ Scotch-Brite™****Tampon Pourpre (Réf. SB5000 et SB5004)**
Scotch-Brite™
 professional
Fiche Technique

FT 221

DESCRIPTION :

Ce tampon pourpre de forme papillon pour le nettoyage et le récurage multi-usages, en fibres synthétiques de haute qualité est constitué d'une nappe non tissée à structure ouverte imprégnée d'une résine résistante contenant des particules abrasives réparties de façon homogène et faiblement rayant.

AVANTAGES :

- Excellentes performances de récurage. Détache les résidus alimentaires brûlés.
- Forme papillon unique, souple, permet de récurer dans les recoins et les endroits difficiles d'accès.
- Nappe à structure ouverte, facile à nettoyer.
- Constitué d'une résine résistant à l'eau chaude et aux principaux détergents et produits d'entretien habituels.
- Très bonne longévité.
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du produit.
- Une solution efficace pour remplacer les boules inox et laines d'acier.

UTILISATION :

Ce produit peut être utilisé humide ou sec pour récurer les plats et les casseroles, nettoyer les rôtissoires et la plupart des ustensiles de cuisine.

Sur l'acier, les inox, les ustensiles de cuisine, les plaques vitrocéramique, la porcelaine, le verre, la céramique.

Important : toujours procéder à des tests sur une surface non apparente, particulièrement sur les surfaces fragiles.

Ne pas utiliser sur les surfaces & traitements anti-adhérents, plastiques, plexiglas®, vernis.

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes (Utilisation à sec : température maximum 120 °C).

ENTRETIEN :

Rincer la nappe à l'eau claire après chaque utilisation. Si besoin, retirer les résidus incrustés à l'aide d'une brosse en nylon ou la tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus alimentaires brûlés.

Se nettoie encore plus facilement directement en machine à laver, lave-vaisselle ou même lave-verre.

Pour parfaire la désinfection, le tampon peut être réservé dans une solution faiblement chlorée (Concentration max. < 2,6° Ch.).

Pour une meilleure hygiène, renouvelez régulièrement le tampon après 2 ou 3 semaines d'utilisation.

CARACTERISTIQUES :

Propriété	Valeur Nominale
Poids :	10.5 g/unité
Epaisseur :	13 mm
Dimensions:	102 x 133 mm
Abrasion :★	0 g retiré
Couleur :	Violet Forme papillon
Composition :	<ul style="list-style-type: none"> • Fibres synthétiques • Grains abrasifs • Résine synthétique

★ Test de Schiefer sur une plaque de plexiglas®, (Après 5000 révolutions avec un tampon neuf).

CONDITIONNEMENT :

SB5000 : 24 unités par carton (1 x 24 tampons).

SB5004 : 80 unités par carton (20 x 4 tampons).

ETIQUETAGE :

Chaque carton comporte une étiquette mentionnant le nom du produit, ses dimensions et le nom du fabricant.

ORIGINE :

Fabriqué aux Etats-Unis dans un site de production 3M certifié ISO 9001 :2008 et ISO 14001 :2004.

FOURNISSEUR : 3M France S.O.A.

Le tampon SB5000 est certifié par l'organisation internationale HACCP :

**3M**

3M France

Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy-Pontoise CEDEX

Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85

Fax : 01 30 31 62 11

www.3MHygienepro.fr