

FICHE TECHNIQUE



COUCHES-CULOTTES POUR ADULTES

SUPER SENI CLASSIC TRIO

I. DESCRIPTION DU PRODUIT

Couches-culottes pour les personnes souffrant de l'incontinence urinaire et fécale aiguë et grave. Deux coussins anatomiques absorbants en pulpe de cellulose avec superabsorbant. Couche de distribution (EDS). Protections latérales placées le long du coussin absorbant et orientées vers l'extérieur. Volants avec non-tissé élastique pour empêcher des fuites dans la zone inguinale. Quatre scratches non élastiques Indicateur d'humidité : un imprimé qui devient flou sous l'effet du liquide. Couche perméable à la vapeur dans la partie centrale, non-tissé dans la zone iliaque

II. MATIÈRES PREMIÈRES

Cellulose, superabsorbant, stratifié perméable blanc avec deux bandes vertes, non-tissé externe bifonctionnel : hydrophile et hydrophobe, non-tissé enveloppe hydrophobe, couche de distribution blanche (EDS), non-tissé hydrophobe buvard hygiénique, non tissé en élastomère placé au niveau du périnée et dans la volant, scratches non élastiques, encre indicatif, colles, extrait naturel de thé vert.

III. DIMENSIONS

| Taille | Longueur totale* [mm] | Longueur du coussin absorbant* [mm] | | Largeur totale* [mm] | Largeur du coussin absorbant* [mm] (avant-milieu-arrière) | Tour de cuisse suggéré [cm] |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | supérieur | inférieur | | | |
| Small | 720 | 370 | 580 | 520 | 250-150-250 | 55-80 |
| Medium | 830 | 400 | 690 | 640 | 260-160-260 | 75-110 |
| Large | 970 | 490 | 820 | 790 | 280-160-280 | 100-150 |
| Extra Large | 970 | 490 | 820 | 860 | 280-160-280 | 130-170 |

* tolérance dimensionnelle : +/- 10 mm

IV. PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIE-CHIMIQUES

| Taille | Poids [g], pas moins que | Absorption [g], pas moins que (selon la norme ISO 11948-1) | Rétention [g] moyenne (selon NAFC) |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Small | 91,2 | 2200 | 780 |
| Medium | 133,9 | 3000 | 1140 |
| Large | 155,8 | 3300 | 1300 |
| Extra Large | 157,7 | 3300 | 1300 |

V. DONNÉES LOGISTIQUES DE BASE

| Taille | Index | Emballage individuel [pcs] | Qté d'emballages individuels dans un emballage de transport | Nombre d'emballages de transport sur une palette | Emballage de transport |
|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Small | SE-094-SM30-CL3 | 30 | 3 | 28 | carton |
| Medium | SE-094-ME30-CL3 | 30 | 3 | 16 | carton |
| Large | SE-094-LA30-CL3 | 30 | 2 | 24 | carton |
| Extra Large | SE-094-XL30-CL3 | 30 | 2 | 24 | carton |

Palette EUR EPAL avec la marchandise protégée, sur toute sa hauteur, par une housse plastique rétractable ainsi que par une coiffe en plastique en haut et en bas de la palette

VI. CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

Les changes doivent être stockés dans leurs emballages d'origine, dans un local sec et bien aéré, à la température entre 5° C et 35° C et l'humidité entre 25% et 75%. Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et autres impuretés ou odeurs.

VII. AUTRES

Date limite d'utilisation : 60 mois.

Élaboré par Ilona Bogacka, Technologue
:

Validé par : Tomasz Przybylski, Directeur de la
production et du développement du Groupe TZMO

Date de rédaction du document : le 14.09.2016